

LIEBHERR

Jakość, Design i Innowacja



Uniwersalne szafy chłodnicze

MODELE:

FKUv 1663, FKvesf 1803, FKvsl 4113, FKvsl 5413,
FKv 3643, FKv 4143, FKv 5443



LIEBHERR

Jakość, Design i Innowacja

AGED Sp. z o.o.
05 800 Pruszków, ul. 3 Maja 8
tel. (+48) 222 440 430
aged@aged.com.pl

UNIWERSALNE SZAFY CHŁODNICZE

Uwaga! W fazie samorozmrażania urządzenia może nastąpić krótkotrwały wzrost temperatury wewnątrz chłodziarki, do poziomu powyżej +10°C.

CZAS OCZEKIWANIA: do 14 dni roboczych



MODEL	FKUv 1663	FKvesf 1803	FKvsl 4113	FKvsl 5413
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (S/G/W)	600 / 615 / 830 mm	600 / 600 / 850 mm	600 / 610 / 1800 mm	750 / 730 / 1640 mm
ZUŻYCIE ENERGII (24h)	0,898 kWh	1,200 kWh	1,273 kWh	1,364 kWh
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO	141 / 130 litrów	180 / 157 litrów	378 / 360 litrów	572 / 536 litrów
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	✓	✓
ZAKRES TEMPERATURY	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C
STEROWANIE	elektroniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
ALARM	optyczny i akustyczny	-	-	-
INTERFEJS RS 485	-	-	-	-

LIEBHERR

Jakość, Design i Innowacja

AGED Sp. z o.o.
05 800 Pruszków, ul. 3 Maja 8
tel. (+48) 222 440 430
aged@aged.com.pl

UNIWERSALNE SZAFY CHŁODNICZE

CZAS OCZEKIWANIA: 6 - 8 tygodni

Modele z naszej oferty - losowo wybrane egzemplarze urządzeń Liebherr zostały poddane walidacji. We wszystkich testach urządzenia osiągnęły zadowalające wyniki, co predestynuje je do przechowywania produktów w temperaturze 5C. Testy otwarć i braku zasilania wykazały, że urządzenia przez długi czas utrzymują temperaturę w wymaganym zakresie, co pozwala na odpowiednią reakcję użytkownika. Testy przeprowadziła firma M2M Team.



MODEL	FKv 3643	FKv 4143	FKv 5443
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (S/G/W)	600 / 610 / 1640 mm	600 / 610 / 1800 mm	750 / 730 / 1640 mm
ZUŻYCIE ENERGII (24h)	1,224 kWh	1,273 kWh	1,364 kWh
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO	348 / 320 litrów	388 / 359 litrów	572 / 536 litrów
CHŁODZENIE DYNAMICZNE	✓	✓	✓
ZAKRES TEMPERATURY	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C
STEROWANIE	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
ALARM	-	-	-
INTERFEJS RS 485	-	-	-

LIEBHERR

Jakość, Design i Innowacja


MODUŁ FARMACEUTYCZNY

AGED Sp. z o.o.

05 800 Pruszków, ul. 3 Maja 8

tel. (+48) 222 440 430

aged@aged.com.pl



Moduł farmaceutyczny, wyposażony w 4 szuflady z podziałkami, dostępny jest dla następujących modeli: **FKvsl 4113 / FKv 4143 / FKv 3643**

Wysokość

410 mm (+1/-1mm)

Głębokość

412 mm (+1/-1mm)

Szerokość bez wsporników:

460 mm (+1/-1mm)

Szerokość ze wspornikami

495 mm (+1/-1mm)